

Prüfvorschrift zur Identitätsprüfung von Neuroderm[®] Pflegecreme

Stand: Oktober 2013

1. Bestimmung des Trockenrückstands

Der Trockenrückstand wird an 1g Creme nach Trocknung für 3 Stunden bei 105°C im Trockenschrank bestimmt.

Soll: 46 – 56 %

2. Färbung mit Methylenblau

Ca. 0,1g Creme werden in einem Reagenzglas mit 0,1ml einer wässrigen Lösung von Methylenblau R (1,5g/l), 2ml verdünnter Schwefelsäure R und 2 ml Dichlormethan R versetzt. Nach Umschütteln ist die obere Phase intensiver blau gefärbt als die untere.

INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH
Von-Humboldt-Str. 1
64646 Heppenheim
Tel.: (06252) 95-7000
E-Mail: kontakt@infectopharm.com